

schülke -+



acryl-des® Gebrauchslösung / Desinfektionstücher

acryl-des® ist ein alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel auf Basis quarternärer Ammoniumverbindungen – erhältlich als Gebrauchslösung sowie als getränkte Desinfektionstücher.

Unser Plus:

- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- VAH- und ÖGHMP- gelistet
- für alkoholempfindliche Flächen
- hochwertige Tuchqualität (100 % Polyester)

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Medizinprodukten **CE** 0297 und von Flächen aller Art, z.B.

- Inhalatoren
- Inkubatoren
- Säuglingswannen
- Monitoren
- Kabeln
- Therapieliegen
- Kunststoffauflagen
- Ultraschallköpfen
- Solarien

Anwendungshinweise

Gebrauchslösung:

acryl-des® unverdünnt auf Gegenstände, Oberflächen von Medizinprodukten sowie Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten.

Speziell für Acryl-Flächen (Plexiglas) und andere empfindliche Kunststoff-Oberflächen geeignet.

Desinfektionstücher:

Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.

Speziell für Acryl-Flächen (Plexiglas) und andere empfindliche Kunststoff-Oberflächen sowie zur Wischdesinfektion für Ultraschallköpfe geeignet.

Mikrobiologische Wirksamkeit

acryl-des® wirkt gegen:

- Bakterien • Pilze (C. albicans) • begrenzt viruzid* (HBV, HIV, HCV)
- Rota • Polyoma SV 40

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Einwirkzeiten

Wirksamkeit (gilt für die Wirkstofflösung)	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (C. albicans) gemäß VAH-/DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten	1 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HCV, HBV)	1 Min.
BVDV	1 Min.
Rota-Viren	1 Min.
Vaccinia	1 Min.
Polyoma SV 40	1 Min.
Noro-Virus**	30 Min.

* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

** geprüft mit neuem Prüfvirus: Murines Noro-Virus

Zusammensetzung

100 g Wirkstofflösung enthalten: 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride, 0,26 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,26 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl-, Chloride

Produktdaten

Chemisch-physikalische Daten:

Wirkstofflösung:	
Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert Konzentrat	ca. 7
Dichte (20 °C):	ca. 1,0 g/cm³

Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

acryl-des® ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig. Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen.

acryl-des®

Gebrauchslösung / Desinfektionstücher

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
500-ml-Flasche	20 x 500 ml	165709
Dose mit 120 Tüchern	10 x 1 Dose	165702

Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
Sprühpumpe für 500-ml-Flasche	180124

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat acryl-des® vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter www.schuelke.com

Für Ihre individuellen Fragen:
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60
office.austria@schuelke.com